

Концентрированный препарат для эффективной очистки  
всех видов съёмных стоматологических конструкций.

Соблюдение гигиенических мероприятий гарантирует длительную  
функциональность изделия и уверенное, свежее дыхание.



**Наименование продукта:**

**Цвет:**

**Упаковка:**

**D-Cleaner 306**

белый

52 дозированных пакетика

(упаковка рассчитана на год использования одним пациентом)

**Характеристика:**

Раствор препарата активно очищает от бактерий, удаляет неприятный запах, зубной налет и пигментацию. Поддерживает физические особенности, оригинальные оттенки и прозрачность материалов. Создан с учетом особых физико-химических свойств стоматологических термопластов. Освобожден от хлора.

Медицинский продукт 1 класса в соответствии с MDD 93/42EEC

**Предназначение  
использования:**

Для эффективной очистки всех видов съёмных зубных протезов, кап и ортодонтических конструкций. Рекомендован для очистки протезов, изготовленных из всех видов термопластов, в особенности гибких. Рекомендовано для очистки протезов в клиниках и стоматологических лабораториях перед починкой или перебазировкой, как мощное антисептическое воздействие реактивов в гигиенических целях, а также в целях общей профилактики изделия. Рекомендован к использованию в ультразвуковых приборах, как в клинике и лаборатории, так, и в индивидуальных ультразвуках. Ультразвуковые колебания синергируют эффект химических реактивов.

**Инструкции по применению:**

1. Тщательно промыть протез под проточной водой.
2. Растворить пакетик порошка D-Cleaner 306 в 100 мл тёплой воды. Раствор годен к применению в течение 7-10 дней.
3. Погрузить протез в ёмкость с раствором на 30 минут (или на 15 минут в ультразвуки). Для удаления особо устойчивых пятен оставьте протез в ёмкости с раствором на 6-8 часов (или очищайте 30 минут в ультразвуки).

**Предостережения:**

1. Не оставлять протез с "мягкой" перебазировкой более 15 минут в растворе.
2. Не рекомендуется применение раствора к очистке протезов, содержащих в конструкциях нехромкобальтовые сплавы.
3. Оберегайте цветные ткани от попадания на них порошка или раствора.

**Важная информация по безопасности:**

**Ингаляции:** избегайте вдыхание и попадание порошка в нос и горло. В случае ингаляции, обеспечить немедленное медицинское вмешательство.

**Контакт с глазами:** немедленно промойте глаза проточной водой в течение по крайней мере 15 минут. Если раздражение развивается, обращайтесь немедленно за медицинской помощью.

**Контакт с кожей:** если контакт вызвал раздражение, кожу немедленно промыть водой с мылом. Если раздражение не проходит, обеспечьте немедленное медицинское вмешательство.

**Приём в пищу:** Глотание может вызвать тошноту и рвоту. Требуется немедленное медицинское вмешательство.

**ХРАНИТЕ ПРОДУКТ В ОРИГИНАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ  
В СУХОМ, ЧИСТОМ И ХОРОШО ВЕНТИЛИРУЕМОМ МЕСТЕ.  
НЕ ЭКСПОНИРОВАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЮ СОЛНЕЧНОГО СВЕТА.**

**ДЕРЖИТЕ ВДАЛЕКЕ ОТ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛА И ВОСПАЛЯЕМЫХ ВЕЩЕСТВ.  
ДЕРЖИТЕ ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ ДЕТЕЙ.**



Уважаемые партнёры,

Вы выбрали высококачественный продукт фирмы EVOLON Ltd.

Благодарим вас за доверие к нашим материалам и за ваш выбор в пользу фирмы EVOLON.

Для максимальной эффективности процесса производства и высоких эстетических результатов мы рекомендуем использование нашего аппарата для инъекционного литья EVOX V8, а так же комплекс всего спектра успешных материалов инъекционной технологии, специально разработанных для эффективного совместного использования. Вы извлечете реальную пользу из обширного опыта, накопленного фирмой EVOLON в процессе разработки и внедрения набора продукции этой системы.

В случае возникновения дополнительных вопросов по технологии и комплекту материалов, просим обратиться к вашему местному представителю фирмы EVOLON за дополнительной информацией и подробностями. EVOLON предоставляет всестороннюю техническую поддержку. Всегда к вашим услугам.

С уважением,

Отдел поддержки и обслуживания  
компании EVOLON

**Важное примечание:** Практическое использование материала пользователем без какого-либо контроля со стороны Компании, следовательно, попадает под ответственность самого пользователя. Любая ответственность за нанесённый вред или понесённые убытки ограничивается стоимостью продукции, представленной Компанией и использованной пользователем.